

Wb, Elisa용 Anti-Hdc Rabbit Polyclonal Antibody - P19113

품목 번호: CM0029122



소개

Western blot (WB) 및 ELISA 용도로 검증된 고품질의 히스티딘 탈카르복실화효소(HDC) 표적 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. 히스타민 생합성 및 카테콜아민 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDC Rabbit pAb
비고/별칭	HDC
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID	3067 (Human)
면역원(Immunogen)	인간 HDC (NP_002103.2)의 아미노산 453-662에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (마우스)
SWISS	P19113
단백질 분자량	74kDa
배송(Shipping)	아이스백