


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Hdgf 단일클론 항체 - P51858

품목 번호: CM0002958



소개

웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA용 토끼 단일클론 HDGF 항체입니다. 사람, 생쥐 및 쥐에서 검증되었습니다. 유사분열 촉진 활성과 헤파린 결합 활성을 가진 전사 억제 인자인 간세포 유래 성장 인자(HMG1L2)를 인식하며, 암 및 성장 인자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDGF Rabbit mAb
비고/별칭	HMG1L2; HDGF
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3068
GeneID	3068
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드; 사람 HDGF (P51858)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 생쥐(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P51858
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)