


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-HdGF Rabbit Polyclonal Antibody - P51858

품목 번호: CM0013500



소개

사람 HDGF (HMG1L2)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절, 유사 분열 신호 전달 및 헤파린 결합 메커니즘 조사에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HDGF Rabbit pAb
비고/별칭	HMG1L2; HDGF
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	3068
유전자 ID	3068
면역원(Immunogen)	사람 HDGF (NP_004485.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P51858
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)