


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hdlbp 토끼 다클로날 항체 - Q00341

품목 번호: CM0029794



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 HDLBP (Vigilin) 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 HDLBP (141 kDa)를 검출합니다. 콜레스테롤 대사 및 리포단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDLBP Rabbit pAb
비고/별칭	HBP; VGL; PRO2900; HDLBP
종(Species)	Human
GeneID (인간)	3069
GeneID	3069
면역원(Immunogen)	인간 HDLBP (NP_976221.1)의 아미노산 1035-1268에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q00341
단백질 분자량	141kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)