


Anti-Hdlbp/Vigilin 토끼 단일클론 항체, Wb, Ihc-P, Elisa용 - Q00341

품목 번호: CM0003738



소개

인간 HDLBP(Vigilin)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 HDLBP 수준을 검출합니다. 지질 대사 및 콜레스테롤 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HDLBP 토끼 mAb
비고/별칭	HBP; VGL; PRO2900; HDLBP
종	인간
유전자ID (인간)	3069
면역원	인간 HDLBP (NP_976221.1)의 아미노산 1-100 영역 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q00341
단백질 분자량	141kDa
배송 방식	아이스백