

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-He4/Wfdc2 Rabbit Monoclonal Antibody - Q14508

품목 번호: CM0008769

소개

인간 HE4/WFDC2(Q14508)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 폐 발달, 생식 생물학 및 암 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HE4/WFDC2 Rabbit mAb
비고/별칭	HE4; WAP5; EDDM4; dJ461P17.6; HE4/WFDC2
종	인간
GeneID (Human)	10406
GeneID	10406
면역원	합성 펩타이드 인간 HE4/WFDC2 (Q14508)의 아미노산 45-124에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q14508
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백