


Wb, Elisa용 항-Heatr1 토끼 다클론 항체 - Q9H583

품목 번호: CM0014389



소개

인간 HEATR1(BAP28/UTP10)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 본 항체는 리보솜 생합성, 핵소체 기능 및 Myc 관련 경로 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HEATR1 토끼 pAb
비고/별칭	BAP28; UTP10; HEATR1
종	인간
유전자 ID	55127 (인간)
면역원	인간 HEATR1 (NP_060542.4)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H583
단백질 분자량	242kDa
배송 방식	아이스백