


Wb, Elisa용 항-Hec1/Ndc80 다클론 항체 - O14777

품목 번호: CM0030077



소개

인간 HEC1/NDC80을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응성을 가지며 동원체 및 유사분열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HEC1/NDC80 토끼 pAb
비고/별칭	HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80
종	인간
유전자ID (인간)	10403
유전자ID	10403
면역원	인간 HEC1/NDC80 (NP_006092.1)의 아미노산 343-642에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O14777
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스 팩