


## Anti-Hec1/Ndc80 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - O14777

품목 번호: CM0007112



### 소개

사람 HEC1/NDC80 (O14777)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 키네토코어 기능, 유사분열 체크포인트 및 암 연구에 이상적입니다. 예상 분자량: 74 kDa.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 제품명                      | HEC1/NDC80 Rabbit mAb                                   |
| 비고/별칭                    | HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80     |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                               |
| GeneID                   | 10403                                                   |
| 항원(Immunogen)            | 사람 HEC1/NDC80 (O14777)의 아미노산 543-642 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                              |
| 카테고리                     | 단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)                          |
| 응용(Application)          | WB, ELISA                                               |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human)                                               |
| SWISS                    | O14777                                                  |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 74kDa                                                   |
| 배송(Shipping)             | 아이스 백(Ice bag)                                          |