

Wb 및 Elisa용 Anti-Hel308 토끼 다클로날 항체 - Q8Tdg4

품목 번호: CM0015364

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 HEL308 헬리카제에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. DNA 이중 가닥 절단 복구, 미세상동성 매개 말단 접합 및 RAD51 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HEL308 Rabbit pAb
비고/별칭	HEL308
종	Human
유전자 ID (인간)	113510
유전자 ID	113510
면역원	인간 HEL308 (NP_598375.3)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8TDG4
단백질 분자량	124kDa
배송	Ice bag