

Wb, Elisa용 Anti-Hemgn Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Bxl5

품목 번호: CM0021126

소개

WB 및 ELISA 적용을 위한 인간 HEMGN (Hemogen)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 조혈 분화, 백혈병 및 NF-κB 세포자멸사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HEMGN Rabbit pAb
비고/별칭	NDR; EDAG; CT155; EDAG-1; HEMGN
종	인간
GeneID (인간)	55363
GeneID	55363
면역원	인간 HEMGN (NP_932095.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BXL5
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩