


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-헤모글로빈 알파 소단위체(Hba1) 단일클론 항체 - P69905

품목 번호: CM0007887



소개

인간 헤모글로빈 알파 소단위체(HBA1)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 산소 수송 및 혈색소병증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	헤모글로빈 알파 소단위체(HBA1) 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	HBH; ECT7; HBA-T3; METHBA; 헤모글로빈 알파 소단위체(HBA1)
종	인간
GeneID	3039
면역원	합성 펩타이드: 인간 HBA1(P69905)의 아미노산 1~100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P69905
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스팩