


Anti-Hemoglobin Subunit Alpha (Hba1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P69905

품목 번호: CM0016786



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 헤모글로빈 서브유닛 알파(HBA1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 산소 운반, 헤모글로빈병증 및 적혈구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Hemoglobin subunit alpha (HBA1) Rabbit pAb
비고/별칭	HBH; ECTY7; HBA-T3; METHBA; Hemoglobin subunit alpha (HBA1)
종	인간
GeneID (Human)	3039
GeneID	3039
면역원	인간 헤모글로빈 서브유닛 알파(NP_000549.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P69905
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백