

Anti-Hemopexin (Hpx) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02790

품목 번호: CM0008634

소개

인간 헤모펙신(HPX)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응합니다. 헴 수송 및 철 회수 연구에 필수적입니다. 진단 및 연구 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Hemopexin (HPX) Rabbit mAb
비고/별칭	HX; Hemopexin (HPX)
종	인간
GeneID (human)	3263
GeneID	3263
면역원	인간 Hemopexin (HPX) (P02790)의 아미노산 363-462에 해당하는 합성 펩타이드
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P02790
단백질 무게	52kDa
배송	아이스백