

Wb, Elisa용 항Hepacam 토끼 다클론 항체 - Q14Cz8

품목 번호: CM0016641



소개

인간 HEPACAM(46 kDa)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 종과 반응합니다. 세포 접착, 이동 및 성장 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	HEPACAM 토끼 pAb
비고/별칭	HEPN1; MLC2A; MLC2B; GlialCAM; HEPACAM
종	인간
유전자 ID (인간)	220296
유전자 ID	220296
면역원	인간 HEPACAM(NP_689935.2)의 아미노산 35-245번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14CZ8
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩