

Anti-Heparanase 1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y251

품목 번호: CM0029790



소개

인간 Heparanase 1(HPA1)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 전구체 및 절단 형태를 검출하며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. ECM 분해 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Heparanase 1 Rabbit pAb
비고/별칭	HPA; HPA1; HPRI; HSE1; HPSE1; Heparanase 1
종	인간
GeneID (인간)	10855
GeneID	10855
면역원	인간 Heparanase 1 (NP_001092010.1)의 아미노산 36-275에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y251
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백