

Anti-Heparanase 1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y251

품목 번호: CM0020080



소개

인간 헤파라나제 1(HPSE)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. ECM 분해, 종양 침습 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Heparanase 1 Rabbit pAb
비고/별칭	HPA; HPA1; HPR1; HSE1; HPSE1; Heparanase 1
종	인간
유전자 ID (인간)	10855
면역원	인간 헤파라나제 1의 아미노산 36-275에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001092010.1)
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y251
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백