


Fc용 Anti-Her2/ErbB2 단일클론항체 - P04626

품목 번호: CM0003979



소개

유세포 분석(Flow Cytometry)을 위해 인간 HER2/ErbB2를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론항체입니다. 세포외 도메인(aa 23-652)을 인식하며 인간 샘플에 대해 검증되었습니다. 종양학 연구 및 진단 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human HER2/ErbB2 mAb
비고/별칭	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
종	인간
GeneID (인간)	2064
GeneID	2064
면역원	제조항 단백질 인간 HER2/ErbB2의 아미노산 23-652에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질 (NP_004439.2).
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P04626
단백질 무게	138kDa
배송	아이스팩