


유세포 분석용 Anti-Her2/ErbB2 단일클론 항체 - P04626

품목 번호: CM0008796



소개

유세포 분석용으로 검증된 재조합 anti-HER2/ErbB2 토끼 단일클론 항체입니다. 다양한 암에서 과발현되는 수용체 티로신 키나제인 인간 HER2를 검출합니다. 암 연구 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 HER2/ErbB2 mAb
비고/별칭	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
종	인간
GeneID (인간)	2064
GeneID	2064
면역원	재조합 단백질: 인간 HER2/ErbB2의 아미노산 23-652에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004439.2)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P04626
단백질 분자량	138kDa
배송	아이스팩