

Wb, Ihc, If용 항-Her2/ErbB2 토끼 단클론 항체 - P04626

품목 번호: CM0002338



소개

인간 HER2/ErbB2(P04626)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, WB, IHC, IF 및 ELISA에서 검증되었습니다. 암 신호 연구 및 진단 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	HER2/ErbB2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
종	인간
유전자ID	2064
면역원	인간 HER2/ErbB2(P04626)의 아미노산 23-652에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04626
단백질 분자량	138kDa
배송 방식	아이스백