


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Her2/ErbB2 토끼 다클론 항체 - P04626

품목 번호: CM0021800



소개

HER2/ErbB2(수용체 티로신 키나제)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 암 연구 및 진단 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HER2/ErbB2 토끼 pAb
비고/별칭	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); HER2/ErbB2
종	인간
GeneID (인간)	2064
면역원	인간 HER2/ErbB2(NP_004439.2)의 아미노산 1156-1255 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P04626
단백질 분자량	138kDa
배송	아이스팩