

Anti-Herc3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15034

품목 번호: CM0030684

소개

WB 및 ELISA용 HERC3 토끼 다클로날 항체; 인간 및 마우스와 반응합니다. 면역원: 인간 HERC3 (NP_055421.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 재조합 융합 단백질.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HERC3 Rabbit pAb
비고/별칭	HERC3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8916
유전자 ID	8916
면역원	인간 HERC3 (NP_055421.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q15034
단백질 분자량	117kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)