


Wb 및 Elisa용 Anti-Hes1 폴리클로날 항체 - Q14469

품목 번호: CM0013022



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 항-HES1 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 HES1(Notch 신호 전달 및 발달에 관여하는 전사 억제 인자)과 반응합니다. 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HES1 Rabbit pAb
비고/별칭	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	3280
유전자 ID	3280
면역원(Immunogen)	인간 HES1 (NP_005515.1)의 아미노산 90-165 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q14469
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스 백팩