


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Hes1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q14469

품목 번호: CM0003263



소개

인간 HES1 전사 인자를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P, IP 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 연구용으로만 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HES1 Rabbit mAb
비고/별칭	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
종	인간
GeneID	3280
면역원	합성 펩타이드 인간 HES1 (Q14469)의 아미노산 181-280에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14469
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백