


Anti-Hes1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q14469

품목 번호: CM0017461



소개

사람 전사 인자 HES1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 HES1을 검출하며 쥐 및 마우스와 교차 반응성을 나타냅니다. 전사 조절 및 발생 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HES1 Rabbit pAb
비고/별칭	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
종	사람(Human)
GeneID (사람)	3280
GeneID	3280
면역원	합성 펩타이드 사람 HES1 (NP_005515.1)의 아미노산 151-280에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	쥐(Rat), 마우스(Mouse)
SWISS	Q14469
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백