


Wb, Elisa용 Anti-Hex Rabbit Monoclonal Antibody - Q03014

품목 번호: CM0002950



소개

인간 HHEX/Hex (Q03014)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로 WB 및 ELISA에서 검증됨. WNT 신호 전달, 조혈 분화, 전방 발달에서 전사 조절자 역할을 합니다. 전사 연구 및 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Hex Rabbit mAb
비고/별칭	HEX; PRH; HMPH; PRHX; HOX11L-PEN; Hex
종	인간
GeneID (인간)	3087
GeneID	3087
면역원	인간 Hex (Q03014)의 아미노산 50-150에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q03014
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백