

Anti-Hexa (Beta-Hexosaminidase Subunit Alpha) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06865

품목 번호: CM0006588



소개

Human HEXA에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. Mouse 및 rat와 교차 반응합니다. Tay-Sachs disease와 같은 lysosomal storage disorders 및 glycosphingolipid metabolism 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HEXA Rabbit mAb
비고/별칭	TSD; HEXA
종(Species)	Human
GeneID (human)	3073
GeneID	3073
면역원(Immunogen)	Recombinant protein; Human HEXA의 아미노산 368-529에 해당하는 서열을 포함하는 Recombinant fusion protein. (NP_000511.2).
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P06865
단백질 분자량(Protein Weight)	61kDa
배송(Shipping)	Ice bag