


Anti-Hexim1 토끼 단일클론 항체 - O94992

품목 번호: CM0006487



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-HEXIM1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 HEXIM1(~41 kDa)을 검출하며, HEXIM1은 전사 조절자이자 P-TEFb 억제제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	HEXIM1 토끼 mAb
비고/별칭	CLP1, EDG1, HIS1, MAQ1, HEXIM1
종	인간
유전자 ID (인간)	10614
유전자 ID	10614
면역원	인간 HEXIM1(NP_006451.1)의 아미노산 255~359에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O94992
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩