


Anti-Hexim1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O94992

품목 번호: CM0028492



소개

인간 HEXIM1을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응성이 있으며, 전사 조절 및 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HEXIM1 토끼 pAb
비고/별칭	CLP1; EDG1; HIS1; MAQ1; HEXIM1
종	인간
유전자 ID (인간)	10614
유전자 ID	10614
면역원	인간 HEXIM1(NP_006451.1)의 아미노산 210-359번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O94992
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스백