

Wb 및 Elisa용 Anti-Hexim2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q96Mh2

품목 번호: CM0018364

소개

인간 HEXIM2(UniProt Q96MH2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스와 교차 반응함. 전사 조절 및 7SK RNP 복합체 연구를 위한 필수 도구.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                              |
| 제품명         | HEXIM2 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | L3; HEXIM2                                                     |
| 종           | 인간                                                             |
| 유전자 ID (인간) | 124790                                                         |
| 유전자 ID      | 124790                                                         |
| 면역원         | 인간 HEXIM2(NP_653209.1)의 아미노산 147-286에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                             |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                       |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                        |
| SWISS       | Q96MH2                                                         |
| 단백질 분자량     | 32kDa                                                          |
| 배송          | 아이스백                                                           |