

Anti-Hexokinase II 폴리클론항체 For Wb, Elisa - P52789

품목 번호: CM0013415



소개

인간 Hexokinase II에 대한 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스 및 래트에서 WB 및 ELISA로 검증됨. 해당당분해 효소 HK2를 타겟팅하며, 대사 및 세포자멸사 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Hexokinase II Rabbit pAb
비고/별칭	HKII, HXK2, II
종	인간
GeneID (Human)	3099
GeneID	3099
면역원	인간 Hexokinase II (NP_000180.2)의 아미노산 1-120 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52789
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백