

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 헥소키나아제 II 다클론 항체 - P52789

품목 번호: CM0014978



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역형광 및 ELISA에서 검증된 인간 헥소키나아제 II(HKII/HXK2)에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 래트를 검출합니다. 해당 항체는 해당화 및 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	헥소키나아제 II 토끼 pAb
비고/별칭	HKII; HXK2; Hexokinase II
종	인간
유전자 ID	3099
면역원	인간 헥소키나아제 II(NP_000180.2)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52789
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스 팩