


Anti-Hey1 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q9Y5J3

품목 번호: CM0024153



소개

인간 HEY1을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 심혈관 발생, Notch 신호 전달 및 전사 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HEY1 토끼 pAb
비고/별칭	CHF2; OAF1; HERP2; HESR1; HRT-1; NERP2; hHRT1; BHLHb31; HEY1
종	인간
유전자 ID (인간)	23462
유전자 ID	23462
면역원	인간 HEY1 아미노산 114-129 내 서열에 상응하는 합성 펩티드 (NP_001269780.1)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y5J3
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스 팩