

Anti-Heyl 토끼 다중클론 항체 (Hey3, Hrt3, Bhlhb33) - Wb, Elisa - Q9Nq87

품목 번호: CM0024026

소개

사람 및 마우스의 WB 및 ELISA에 대해 검증된 HEYL 토끼 다중클론 항체(pAb). Notch 신호 전달의 HEYL 전사 억제 인자를 표적하며, 심혈관 발달 및 유자 조절에 핵심적인 역할을 합니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HEYL 토끼 pAb
비고/별칭	HEY3; HRT3; HESR3; bHLHb33; HEYL
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	26508
면역원(Immunogen)	사람 HEYL (NP_055386.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다중클론 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9NQ87
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)