

Wb, Elisa용 항-Hfe 다클론 항체 - Q30201

품목 번호: CM0017424



소개

인간 HFE(유전성 혈색소침착증 단백질)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 시료와 반응하며 철 대사 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HFE 토끼 pAb
비고/별칭	HH; HFE1; HLA-H; M2CD7; T2TL2; HFE
종	인간
유전자 ID (인간)	3077
면역원	인간 HFE (NP_000401.1)의 아미노산 80-306에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q30201
단백질 분자량	40kDa
배송 방법	아이스 팩