

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Hfm1 토끼 다클론 항체 - A2Pyh4

품목 번호: CM0025137

소개

이 토끼 다클론 항체는 인간 HFM1을 특이적으로 인식하며 마우스 및 쥐와 교차 반응성이 있고, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 감수분열 및 조기 난소 기능 부전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HFM1 토끼 pAb
비고/별칭	MER3; POF9; Si-11; SEC63D1; Si-11-6; 헬리카제; HFM1
종	인간
유전자ID	164045
면역원	인간 HFM1 (NP_001017975.4)의 아미노산 1-240번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	A2PYH4
단백질 분자량	163kDa
배송 방식	아이스 팩