

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Hgf 다클론 항체 - P14210

품목 번호: CM0014023



소개

인간 HGF를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 간세포 성장 및 MET 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HGF 토끼 pAb
비고/별칭	SF; HGFB; HPTA; F-TCF; DFNB39; HGF
종	인간
유전자 ID (인간)	3082
유전자 ID	3082
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P14210
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스팩