

Anti-Hhla2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P And Elisa - Q9Um44

품목 번호: CM0013523

소개

WB, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 고품질 anti-HHLA2 토끼 폴리클론항체. T-세포 공동자극 리간드인 인간 HHLA2를 검출하며, 면역종양학 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	HHLA2 Rabbit pAb
비고/별칭	B7y; B7H7; B7-H5; B7-H7; HHLA2
종	인간
GeneID (Human)	11148
GeneID	11148
면역원	인간 HHLA2 (NP_009003.1)의 아미노산 30-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UM44
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩