


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Hibadh 단클론 항체 - P31937

품목 번호: CM0007630



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 HIBADH 토끼 단클론 항체입니다. BCAA 이화작용에 관여하는 미토콘드리아 효소인 인간, 마우스, 래트 3-하이드록시이소뷰티르산 탈수소효소를 검출합니다. 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	HIBADH 토끼 단클론 항체
비고/별칭	NS5ATP1; HIBADH
종	인간
유전자ID (인간)	11112
유전자ID	11112
면역원	인간 HIBADH (NP_689953.1)의 아미노산 37-336번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31937
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백