


Anti-Hibadh 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - P31937

품목 번호: CM0024245



소개

인간 HIBADH에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 가지사슬 아미노산 분해에 관여하는 미토콘드리아 효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HIBADH 토끼 pAb
비고/별칭	NS5ATP1; HIBADH
종	인간
유전자 ID (인간)	11112
유전자 ID	11112
면역원	인간 HIBADH (NP_689953.1)의 아미노산 37-336에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31937
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백