


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hibch 토끼 다클론 항체 - Q6Nvy1

품목 번호: CM0020742



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 인간 HIBCH(3-하이드록시이소부티릴-CoA 가수분해효소)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 발린 이화작용에 관여하는 43kDa 미토콘드리아 효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HIBCH 토끼 pAb
비고/별칭	HIBYLCOAH; HIBCH
종	인간
유전자 ID (인간)	26275
유전자 ID	26275
면역원	인간 HIBCH(NP_055177.2)의 아미노산 33-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q6NVY1
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩