

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hif1A Rabbit Monoclonal Antibody - Q16665

품목 번호: CM0011166



소개

인간 HIF1 α 에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 저산소증 연구, 암 생물학, 전사 조절 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	HIF1 α Rabbit mAb
비고/별칭	HIF1; MOI1; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1 α ; HIF1-ALPHA; HIF-1-alpha
종	인간
GeneID (Human)	3091
GeneID	3091
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q16665
단백질 분자량	83 kDa/93 kDa/96 kDa
배송	아이스백