


Anti-Hif1An/Fih-1 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q9Nwt6

품목 번호: CM0007746



소개

사람 HIF1AN/FIH-1 (SWISS Q9NWT6)을 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 저산소 및 산소 감지 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] HIF1AN/FIH-1 Rabbit mAb
비고/별칭	FIH1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	55662
GeneID	55662
면역원	사람 HIF1AN/FIH1 (NP_060372.2)의 아미노산 1-349에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q9NWT6
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)