

Anti-Hif1An/Fih1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Nwt6

품목 번호: CM0024166



소개

HIF1AN/FIH1를 표적하는 토끼 폴리클론항체로, Western blot 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스와 반응함. 연구 및 분석법 개발에서 저산소 신호전달 및 산소 감지 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HIF1AN/FIH1 Rabbit pAb
비고/별칭	FIH1; HIF1AN/FIH1
종	인간
유전자 ID (인간)	55662
유전자 ID	55662
면역원	인간 HIF1AN/FIH1 (NP_060372.2)의 아미노산 1-349에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NWT6
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백