


Anti-Hif1An/Fih1 토끼 다클론 항체 [Ko 검증 완료] (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용) - Q9Nwt6

품목 번호: CM0030414



소개

녹아웃(KO) 연구를 위해 검증된 HIF1AN(FIH1) 대상 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐의 Western blot, IHC, IF/ICC, IP, ELISA 실험에 적합합니다.

저산소 유도 인자 아스파라진

하이드록실라아제(hypoxia-inducible factor asparagine hydroxylase)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] HIF1AN/FIH1 토끼 pAb
비고/별칭	FIH1; H1
종	인간
GeneID (인간)	55662
GeneID	55662
면역원	인간 HIF1AN/FIH1의 아미노산 1-349에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_060372.2).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9NWT6
단백질 무게	41kDa
배송	아이스팩