

Anti-Hif1B/Arnt 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - P27540

품목 번호: CM0015920



소개

인간 HIF1 β /ARNT에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합합니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 저산소증 및 이물질 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HIF1 β /ARNT 토끼 pAb
비고/별칭	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1 β /ARNT
종	인간
GeneID (인간)	405
GeneID	405
면역원	인간 HIF1 β /ARNT (NP_001659.1)의 아미노산 420-485에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P27540
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백