

Anti-Hif1B/Arnt 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P27540

품목 번호: CM0003327



소개

사람 HIF1β/ARNT (P27540)를 특이적으로 검출하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 저산소 신호 전달 및 다이옥신 반응 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HIF1β/ARNT Rabbit mAb
비고/별칭	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1β/ARNT
종(Species)	사람(Human)
GeneID	405
면역원(Immunogen)	사람 HIF-1 beta (P27540)의 아미노산 499-789에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P27540
단백질 분자량(Protein Weight)	87kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)