


Anti-Hif3A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2N7

품목 번호: CM0023804



소개

Western blot, IF/ICC, ELISA용 HIF3A (저산소 유도 인자 3-알파)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드에서 검증되었습니다. 저산소 및 혈관신생 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HIF3A Rabbit pAb
비고/별칭	IPAS; MOP7; PASD7; HIF-3A; bHLHe17; HIF3-alpha-1; HIF3A
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	64344
유전자 ID	64344
면역원(Immunogen)	사람 HIF3A (NP_690008.2)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	Q9Y2N7
단백질 분자량	72kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)