

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Higd1A 토끼 다클론 항체 - Q9Y241

품목 번호: CM0016400



소개

인간 HIGD1A(HIG1, RCF1a)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 호흡 사슬에 관여하는 미토콘드리아 복합체 IV 서브유닛을 표적으로 합니다. 저산소증 및 미토콘드리아 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HIGD1A 토끼 pAb
비고/별칭	HIG1; RCF1a; HIGD1A
종	인간
GeneID (인간)	25994
GeneID	25994
면역원	인간 HIGD1A (NP_054775.2)의 아미노산 1-93번 서열에 해당하는 합성 펩티드
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y241
단백질 분자량	10kDa
배송 조건	아이스 팩