

Ihc-P, Elisa용 항-Hilpda 다클론 항체 - Q9Y5L2

품목 번호: CM0022479

소개

면역조직화학염색(IHC-P) 및 ELISA 응용분야를 위한 인간 HILPDA(HIG2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 저산소증 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HILPDA 토끼 pAb
비고/별칭	HIG2; HIG-2; C7orf68; HILPDA
종	인간
유전자ID (인간)	29923
유전자ID	29923
면역원	인간 HILPDA (NP_037464.1)의 아미노산 1-63에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y5L2
단백질 분자량	7kDa
배송	아이스백